



Eyemed Technologies™

Contact lens innovation



Scheda tecnica lenti colorate

A|D|O|R|E™

 BI-TONE

 TRI-TONE

 DARE

 CRYSTAL

 PEARL

 GIORNO

SPECIFICHE TECNICHE



BI-TONE



TRI-TONE



DARE



CRYSTAL



PEARL

♦ **Tipologia:**

♦ **Durata:**

♦ **Contenuto d'acqua:**

♦ **Materiale:**

♦ **B.C.:**

♦ **Diametro:**

♦ **DK:**

♦ **Spessore al centro:**

♦ **Poteri sferici Bi-Tone, Tri-Tone, Dare**

♦ **Poteri sferici Crystal, Pearl**

Lenti morbide

3 Mesi

38%

HEMA + MMA

8.6 mm

14.0

13.05×10^{-11}

0.08 mm (a – 3.00D.)

Da D. 0.00 a D. -16.00

(da D. -5.00 a D. -16.00 con 0.50 di incremento)

Da D. +0.25 a D. +10.00

(da D. +5.00 a D. +10.00 con 0.50 di incremento)

Da D. 0.00 a D. -10.00

(da D. -5.00 a D. -10.00 con 0.50 di incremento)

Da D. +0.25 a D. +10.00

(da D. +5.00 a D. +10.00 con 0.50 di incremento)



GIORNO

♦ **Tipologia:**

♦ **Durata:**

♦ **Contenuto d'acqua:**

♦ **Materiale:**

♦ **Diottrie:**

Lenti morbide

Giornaliere

57%

Methafilcon B 43%, Acqua 57%

Da D. 0.00 a D. -10.00

Da D. 0.00 a D. +6.00